


InfoExpo 2013

**6 février 2013: Lausanne,
Hôtel Mövenpick
Exposition**



Séminaire, Workshop & Exposition



InfoExpo 2013

**6 février 2013: Lausanne,
Hôtel Mövenpick
Exposition**



www.bgb-shop.com

GC Columns

Agilent Varian J&W, BGB Analytik, GL Sciences, Restek, SGE...

HPLC Columns

Agilent Zorbax, ChromTech, Cosmosil, ES Industries, Grace (Alltech), Grom, Hamilton, Inertsil, Kromasil, L-column, LiChrosorb, LiChrospher, Nucleosil, Partisil, ProntoSIL, Restek Allure - Pinnacle - Ultra, Shiseido, SIELC, Sumichiral, Superspher, Ultron, Vydac, Zirchrom...

uHPLC Columns

Agilent Zorbax, Cosmosil, Grace VisionHT, Inertsil, Restek Pinnacle & Ultra, Shiseido, Zirchrom ...

GC Accessories

Liners, Septas, Ferrules, Vials and Caps, Syringes, Tubings...

HPLC Accessories

Vials & Caps, Ferrules & Fittings, Sample Loops, Tubings, Spare Parts & Deuterium Lamps, Solvent Filters...

Instruments

Gas Generators, Leak Detectors, Flow Meters, CombiPAL, Flash Systems...

Sample Preparation

Agilent SampliQ SPE, QuEChERS and Bond Elut, Restek Q-sep QuEChERS, Syringe Filters, Filter Vials, Flash Columns, Solvents...

ITEX-2 Option for CombiPAL

Thermal desorption offers a cost-saving and high sensitivity alternative to conventional sample preparation methods for the analysis of trace level organic chemicals. The technology combines efficient sample extraction, with selective analyte concentration and rapid transfer of target compounds to the GC, GC-MS system or other vapour-phase analysers like e.g. Enose sensors...

BGB®

CHROMATOGRAPHY IS OUR BUSINESS

BGB Analytik AG
Rohrmattstrasse 4
4461 Böckten

Phone 061 991 00 46
Fax 061 991 00 25

sales@bgb-analytik.com
www.bgb-analytik.com

BGB Analytik SA
Route de Pré-Bois 20
1215 Genève 15

Phone 022 788 49 43
Fax 022 788 49 45



InfoExpo 2013

**6 février 2013: Lausanne,
Hôtel Mövenpick
Exposition**



Blanc-Labo SA
Ch.des Mouettes 1
1027 Lonay-Morges

tél. : +41 (0)21 804 18 50
fax : +41 (0)21 804 18 59
info@blanc-labo.com
www.blanc-labo.com

- Système d'eau ultra pure
- Pompe à vide
- Balance
- Système flash gradient
- Consommable

Séminaire, Workshop & Exposition



InfoExpo 2013

**6 février 2013: Lausanne,
Hôtel Mövenpick
Exposition**


THE VERY BEST FOR INSTRUMENTAL TLC

DUE TO SOPHISTICATED INSTRUMENTS AND INNOVATIVE SOFTWARE THIN-LAYER CHROMATOGRAPHY HAS BECOME MORE POWERFUL THAN EVER BEFORE.

DOCUMENTATION AND
EVALUATION WITH TLC VISUALIZER

QUANTITATIVE EVALUATION
WITH TLC SCANNER

HYPHENATING TLC WITH MS
USING THE TLC-MS INTERFACE



CAMAG DEVELOPS AND MANUFACTURES A COMPLETE SUITE OF DEDICATED INSTRUMENTS FOR ALL STEPS OF THE TLC PROCESS:

- SAMPLE APPLICATION
- DETECTION
- CHROMATOGRAM DEVELOPMENT
- EVALUATION
- DERIVATIZATION
- DOCUMENTATION



MADE IN
SWITZERLAND

WORLD LEADER IN
PLANAR CHROMATOGRAPHY

CAMAG
WWW.CAMAG.COM

Seminaire, Workshop & Exposition

InfoExpo 2013

**6 février 2013: Lausanne,
Hôtel Mövenpick
Exposition**



chemoLine®-Shop
au infoTheke


Boutique chez :
c/o infochroma sa
Sumpfstraße 3
6300 Zoug



Depuis le 1er avril 2011,
le chemoLine®-Shop dispose d'une repré-
sentation permanente en Suisse



Le shop online est disponible sous
chemoline.ch.




De plus, à Zoug se trouve une boutique
chemoLine®. Le personnel compétent
vous invite cordialement à y faire vos
achats.



Extrait de notre gamme

**Rideau de douche
tableau périodique**



- connu de
« the Big Bang Theory »
- 180 x 180 cm
- tableau PSE complet (état 2005)
- matériel: 70% EVA / 30% PE

T-Shirt
„I like Chemistry“



Vivre les sciences naturel-
les avec chemoLine®.

- à la maison ou au laboratoire -

www.chemoLine.de
et
www.chemoLine.ch

T-Shirt
„GHS Reach“




Mug de laboratoire
„Doping café“



- volume 490 ml
- représentation de la
molécule triméthylxanthin
(caféine) en jaune

chemo
line®

chemoLine® ZiLLger GbR - Gartenstraße 6 - D-53773 - Hennef - Tél. +49-2242-90416-26

chemoLine® Shop c/o infochroma sa - Sumpfstraße 3 - CH-6300 - Zoug - Tél. +41-41-748-50-60



infoExpo Bureau d'organisation: infochroma sa · Sumpfstr. 3 · CH-6300 Zoug · www.infoexpo.ch

Séminaires, Workshops & Exposition

InfoExpo 2013

**6 février 2013: Lausanne,
Hôtel Mövenpick
Exposition**

IG Instrumenten-Gesellschaft AG



Au stand IG- vous serez conseillés par:

Dr. Jörg Heerklotz, Leonard Morina

IG Instrumenten-Gesellschaft AG
Räffelstrasse 32, 8045 Zürich
Téléphone 044 456 33 33, Téléfax 044 456 33 30
E-Mail igz@igz.ch, Web www.igz.ch

À notre stand, vous découvrirez:

Le **Système CombiFlash Rf**



- Le plus petit système Flash sur le marché avec UV, UV-VIS, ELSD: intégrés à maxi capacité pour mini encombrement
- Technologie ELSD intégrée, détecteur à diffusion de lumière brevetée, parfait pour les analytes sans chromophore
- Technologie RFID pour la détection des racks et des cartouches
- Protection assurée contre le séchage des colonnes et le débordement de la poubelle
- Accès direct à tous les paramètres durant le processus



Alternative: l'instrument de chromatographie



Midi High Performance Countercurrent Chromatographie (HPCCC) pour les séparations préparatives basées sur les séparations traditionnelles liquide-liquide.

- Grande capacité de charge (5g – 1kg)
- Nécessite extrêmement peu de solvant
- La totalité de l'échantillon est récupéré
- Changements de niveau très rapides



Synthèse organique sous champs micro-ondes avec Discover SP



- Réacteur semi-automatique
- Haute rapidité
- Haute sensibilité
- Exécution classique de réactions „difficiles“
- Chimie verte

infoExpo 2013

**6 février 2013: Lausanne,
Hôtel Mövenpick
Exposition**



Hannes Baumli vous
donnera des conseils




**Nous allons vous montrer notre gamme de
flacons étendu :**

- provenant de notre production:
- flacons pour échantillonneurs automatiques avec faible volume résiduel
 - bouchons pour flacons destinés aux échantillonneurs automatiques avec septum ms-Pure silicone/PTFE
 - Flacons Stockage et Flacons à Septum
 - filtres HPLC Yeti & seringues en polypropylène



De plus vous allez trouver chez nous:

- récipients pour la conservation des échantillons
- flacons pré-nettoyés pour COT et d'autres applications délicates
- colonnes HPLC HALO
2.7 µm HALO
5.0 µm HALO



**Crimpronic
Sertisseuse électrique**

pour la fermeture facile et reproductible des flacons à sertir. Idéale spécialement pour des fermetures difficiles, si la qualité de sertissage est critique, pour de larges séries, pour des échantillonneurs à espace de tête etc.

Séminaire, Workshop & Exposition



infoExpo 2013

**6 février 2013: Lausanne,
Hôtel Mövenpick
Exposition**

**Milian S.A.
Chemin de l'Emeraude, 8
Case Postale 377
CH-1214 Vernier / Genève
Switzerland**

tél: +41 (0)22 884 16 00
fax: +41 (0)22 884 16 16
email: joyce.link@milian.com
Web: www.milian.com

Colonne HPLC : Accucore, Colonne Hypersil GOLD
Diluteur et distributeur Hamilton Microlab 600
Hamilton Chromatography syringes
Dani Master TOF GC/MS
Parker Gaz Generators : FID, H2, N2
New SOLA SPE cartridges and plates
Preparative Columns Omnifit
Chromatography microliter vials
Crimpers and decapers
HPLC disposable Syringes

Séminaire, Workshop & Exposition

InfoExpo 2013

6 février 2013: Lausanne,
Hôtel Mövenpick
Exposition

HUMAN HEALTH

ENVIRONMENTAL HEALTH

©2012 PerkinElmer, Inc. 400225_02. All rights reserved. PerkinElmer® is a registered trademark of PerkinElmer, Inc. All other trademarks are the property of their respective owners.



LEAPFROGGING
EVERYONE
IN SENSITIVITY
AND STABILITY



CLARUS SQ 8 GC/MS

Experience world-leading performance with the new Clarus® SQ 8 GC/MS. Engineered around the industry's most sensitive, long-lasting Clarifi™ detector and a unique SMARTsource™, the revolutionary Clarus SQ 8 has leapt to the front of the pack in GC/MS. No other instrument comes close to its detection limits, mass range or long-term stability. Nothing delivers greater confidence in your results, or greater productivity in your lab. Visit www.perkinelmer.com/ClarusGCMS. And take a giant leap forward with the Clarus SQ 8.

www.perkinelmer.com/ClarusGCMS


PerkinElmer
For the Better

infoExpo Bureau d'organisation: infochroma sa · Sumpfstr. 3 · CH-6300 Zoug · www.infoexpo.ch

Seminaires, Workshops & Exposition



InfoExpo 2013

**6 février 2013: Lausanne,
Hôtel Mövenpick
Exposition**

Thermo
SCIENTIFIC

**Thermo Fisher Scientific (Schweiz) AG
Solothurnerstrasse 259
4600 Olten**

tél: 062 205 9966
fax: 062 205 9960
www.thermoscientific.com/dionex
switzerland.dionex.ch@thermofisher.com

Gaschromatograph Trace GC 1300
UHPLC Ultimate 3400XRS
FTIR
HPLC Columns Accucore

Séminaire, Workshop & Exposition